

好評につき2019年3月末まで  
期間をさらに延長しました

装置更新を検討中のかたへ朗報

# Clarus 500 GC/MS 買い替えキャンペーン

さらに

通常販売価格から 値引き ※1

さらに

消耗品も付属 ※2

対象者：Clarus 500 GC/MSユーザー様

Clarus 500 GCMSで使用しているターボ分子ポンプが販売終了となり、在庫が無くなり次第部品交換対応が終了します。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

※1 装置構成により価格が異なりますのでお気軽にお問い合わせください。

※2 パーキンエルマーの機種に選定済で、装置の性能を検討する必要のない方が対象となります。

株式会社 パーキンエルマー・ジャパン

[www.perkinelmer.co.jp](http://www.perkinelmer.co.jp)

  
**PerkinElmer**  
For the Better

# 装置構成例



## Clarus SQ 8T

## Clarus 690 GC

### 高い精度と簡易なメンテナンス性 長寿命を目指した設計

- **Clarifi Detector**  
バックグラウンドノイズを低減し、高精度かつ高い安定性を実現
- **SMART source**  
イオンソースのメンテナンスは、工具不要かつ複雑な配線もないため容易
- **幅広いマスレンジ**  
マスレンジ: 1-1200 u
- **大容量のターボポンプ**  
排気性能 255 L/sec
- **フィラメント**  
耐久性が高く、長寿命なMarathonフィラメントを採用

### ハイスループットと使いやすさを追求した設計

- **操作性**  
タッチパネルで簡単操作
- **液体オートサンプラー**  
プレリンス機能により分析時間を短縮  
バイアルの移動がなく、あらゆるメーカーのバイアルが使用可能
- **カラムオープン**  
温度安定性の高い二重壁オープンを採用  
急速冷却、急速昇温により生産性が向上  
冷却時間 2分 (450 °C → 50 °C)  
冷却速度設定が可能なSOFT coolingを採用し、カラムの劣化を防止
- **Swaferによる流路切り替え(オプション)**  
フロースイッチングにより、注入口の切り替え、複数検出器による同時測定など多彩なモードから選択が可能

## SMART source

## わずかな時間で交換可能！！



\*記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
\*仕様・外観は予告なく変更する事があります。ご了承ください。

## 株式会社 パーキンエルマー・ジャパン

www.perkinelmer.co.jp

ディスカバリー・アナリティカル・ソリューションズ事業部  
分析機器営業本部

本 社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F  
TEL. (045) 339-5861 FAX. (045) 339-5871  
大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 5-3  
TEL. (06) 6386-6004 FAX. (06) 6386-7009  
東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-7-17 CTK ビル 5F  
TEL. (03) 3866-2647 FAX. (03) 3866-2652  
名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武 2-3-2 サン・オフィス名古屋 857 号室  
TEL. (052) 688-1329  
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-12-6 花村ビル 2F  
TEL. (092) 473-7001 FAX. (092) 473-8353