

台数
限定

ラボ機販売キャンペーン

装置入れ替えに伴いラボ機を格安で販売します。
ラボ機は弊社ラボで使用した装置で、精度の高い装置が安価で手に入れることができます。

なくなり次第終了

対象機種

Clarus SQ 8 GCMS

(GC: Clarus 680、Clarus SQ 8T)

通常価格

~~¥16,400,000~~



キャンペーン価格

¥8,000,000～



Clarus 680 GC (FID付)

通常価格

~~¥5,980,000~~



キャンペーン価格

¥2,700,000～



標準付属品

- ソフトウェア
- 制御解析用PC、プリンター

保証期間

- 検収後1年間

交換が必要な消耗品は、新品交換後に出荷します。

注意事項

- 株式会社パーキンエルマージャパンまたは正規代理店経由での販売となります。
- 納品先は日本国内限定です。
- 傷や汚れがある場合がございますが、使用上の問題はございません。
- 製品の色は裏面写真と異なる場合がございます。
- ガス配管工事、電気工事は含まれておりません。
- 装置設置用架台は含まれません。
- 記載の価格に消費税は含まれておりません。

お問い合わせ先

分析機器営業本部 有機プロダクト営業グループ

TEL 045-339-5861

MAIL PKJ_Marcom@perkinelmer.com

株式会社パーキンエルマージャパン

www.perkinelmer.co.jp


PerkinElmer
For the Better

装置特徴



Clarus SQ 8T

高い精度と簡易なメンテナンス性
長寿命を目指した設計

- **Clarifi Detector**
バックグラウンドノイズを低減し、高精度かつ高い安定性を実現
- **SMART source**
イオンソースのメンテナンスは、工具不要かつ複雑な配線もないため容易
- **幅広いマスレンジ**
マスレンジ：1–1200 u
- **大容量のターボポンプ**
排気性能 255 L/sec
- **フィラメント**
耐久性が高く、長寿命なMarathonフィラメントを採用

Clarus 690 GC

ハイスループットと使いやすさを
追求した設計

- **操作性**
タッチパネルで簡単操作
- **液体オートサンプラー**
プレリンス機能により分析時間を短縮
バイアルの移動がなく、あらゆるメーカーのバイアルが使用可能
- **コラムオープン**
温度安定性の高い二重壁オープンを採用
急速冷却、急速昇温により生産性が向上
冷却時間 2分 (450 °C → 50 °C)
冷却速度設定が可能なSOFT coolingを採用し、コラムの劣化を防止

SMART source
わずかな時間で交換可能！！



*記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
*仕様・外観は予告なく変更する事があります。ご了承ください。


PerkinElmer
For the Better

株式会社 **パーキンエルマー** ジャパン
www.perkinelmer.co.jp

ディスカバリー・アナリティカル・ソリューションズ事業部
分析機器営業本部

本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター4F
TEL. (045) 339-5861 FAX. (045) 339-5871

