

FilterMate ハーベスター 消耗品・アクセサリ類 価格表

品番	製品名	数量	価格(円)
7601369	ウォッシュボトル/チューブキット	4L×2本	170,000
7601366	廃棄ボトル/チューブキット	4L×2本	250,000
7601370	交換用ボトルキット	1キット	100,000
7001029	メンテナンスキット	1キット	20,000
6005160	TopSeal-P ^{*1}	100枚	14,000
6005161	TopSeal-S ^{*2}	100枚	14,000
6005185	TopSeal-A 96/384 (96/384穴プレート用) ^{*3}	100枚	14,000
6005198	TopSeal-A 24 (24穴プレート用) ^{*3}	100枚	14,000
6005176	UniFilter-24 GF/B, 白 (バックシール付属)	50枚	95,000
6005177	UniFilter-96 GF/B, 白 (バックシール付属)	50枚	95,000
6005174	UniFilter-96 GF/C, 白 (バックシール付属)	50枚	95,000
6005277	PEI coated UniFilter-96 GF/B, 白	50枚	138,000
6005274	PEI coated UniFilter-96 GF/C, 白	50枚	138,000
6005219	OmniFilter filter plate	50枚	90,000
6005226	OmniFilter Cutting Template ^{*4}	1セット	25,000
6005420	OmniFilter Cutting Die Kit ^{*4}	1セット	90,000
6005421	OmniFilter Assembly/Disassembly Tool ^{*4}	1セット	45,000
1450-421	8×12 Grid Filtermat A (GF/C, 1.2mm)	100枚	36,000
1450-422	4×6 Grid Filtermat A (GF/C, 1.2mm)	100枚	36,000
1450-424	4×6 Grid Filtermat B (GF/B, 1.0mm)	50枚	27,000
1450-521	8×12 Grid Filtermat B (GF/B, 1.0mm)	50枚	36,000
1450-522	8×12 Grid DEAE Filtermat	100枚	54,000
1450-523	8×12 Grid P30 Filtermat	100枚	54,000

*1 TopSeal-Pには表裏の区別がなく、ヒートシールして使用します。

*2 TopSeal-Sには表裏の区別があり、光沢の無い面がプレートに接するようにヒートシールして使用します。

*3 TopSeal-Aは自己粘着性のシールです。

*4 OmniFilter専用ツールです。



FilterMate

*本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせください。
 *本カタログ内の価格には消費税が含まれていませんので、別途必要となります。
 *記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 *仕様・外観は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。



株式会社パーキンエルマー・ジャパン

www.perkinelmer.co.jp

バイオディスカバリー事業部

横浜本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
 TEL.(045)339-5862 FAX.(045)339-5872

大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町5-3
 TEL.(06)6386-1771 FAX.(06)6386-6401

東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17CTKビル 5F
 TEL.(03)3866-2647 FAX.(03)3866-2652

九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル2F
 TEL.(092)474-2311 FAX.(092)473-8353