

Fusion オプティカルフィルター 製品価格表

蛍光測定測定用エキサイテーションフィルター

品番		中心波長	バンド幅	価格(円)
3401330	Fusion Ex. filter	330 nm	30 nm	120,000
3400278	Fusion Ex. filter	330 nm	80 nm	120,000
3400233	Fusion Ex. filter	335 nm	60 nm	120,000
3400225	Fusion Ex. filter	365 nm	50 nm	120,000
3400380	Fusion Ex. filter	380 nm	20 nm	120,000
3400390	Fusion Ex. filter	390 nm	15 nm	120,000
3400400	Fusion Ex. filter	400 nm	20 nm	120,000
3401400	Fusion Ex. filter	400 nm	35 nm	120,000
3400425	Fusion Ex. filter	425 nm	20 nm	120,000
3400440	Fusion Ex. filter	440 nm	35 nm	120,000
3400460	Fusion Ex. filter	460 nm	20 nm	120,000
3400480	Fusion Ex. filter	480 nm	20 nm	120,000
3400221	Fusion Ex. filter	485 nm	20 nm	120,000
3400495	Fusion Ex. filter	495 nm	25 nm	120,000
3400510	Fusion Ex. filter	510 nm	10 nm	120,000
3400229	Fusion Ex. filter	535 nm	25 nm	120,000
3400540	Fusion Ex. filter	540 nm	20 nm	120,000
3400550	Fusion Ex. filter	550 nm	20 nm	120,000
3400570	Fusion Ex. filter	570 nm	20 nm	120,000
3400590	Fusion Ex. filter	590 nm	20 nm	120,000
3400640	Fusion Ex. filter	640 nm	20 nm	120,000

蛍光測定測定用エミッションフィルター

品番		中心波長	バンド幅	価格(円)
3401375	Fusion Em. filter	375 nm	35 nm	120,000
3400385	Fusion Em. filter	385 nm	35 nm	120,000
3401425	Fusion Em. filter	425 nm	35 nm	120,000
3401440	Fusion Em. filter	440 nm	25 nm	120,000
3400226	Fusion Em. filter	460 nm	35 nm	120,000
3400485	Fusion Em. filter	485 nm	20 nm	120,000
3401505	Fusion Em. filter	505 nm	20 nm	120,000
3400520	Fusion Em. filter	520 nm	20 nm	120,000
3400222	Fusion Em. filter	535 nm	25 nm	120,000
3401550	Fusion Em. filter	550 nm	40 nm	120,000
3401570	Fusion Em. filter	570 nm	40 nm	120,000
3400230	Fusion Em. filter	580 nm	15 nm	120,000
3401590	Fusion Em. filter	590 nm	20 nm	120,000
3400610	Fusion Em. filter	610 nm	15 nm	120,000
3400234	Fusion Em. filter	620 nm	10 nm	120,000
3400635	Fusion Em. filter	635 nm	10 nm	120,000
3400645	Fusion Em. filter	645 nm	20 nm	120,000
3400235	Fusion Em. filter	665 nm	10 nm	120,000
3400670	Fusion Em. filter	670 nm	10 nm	120,000
3400680	Fusion Em. filter	680 nm	30 nm	120,000
3400410	Fusion wide BW Em. filter	410 nm	80 nm	120,000
3401515	Fusion wide BW Em. filter	515 nm	30 nm	120,000

蛍光偏光用エミッションフィルター(偏光子付)

品番		中心波長	バンド幅	価格(円)
3400002	Fusion Em. for FP filter	535 nm	25 nm (偏光子付)	150,000
3400004	Fusion Em. for FP filter	580 nm	15 nm (偏光子付)	150,000
3401632	Fusion Em. for FP filter	632 nm	45 nm (偏光子付)	150,000
3400005	Fusion Em. for FP filter	680 nm	30 nm (偏光子付)	150,000

吸光度測定用フィルター

品番		中心波長	バンド幅	価格(円)
3402230	Fusion Abs. filter	228 nm	10 nm	80,000
3402260	Fusion Abs. filter	260 nm	10 nm	80,000
3402280	Fusion Abs. filter	280 nm	10 nm	80,000
3402340	Fusion Abs. filter	340 nm	10 nm	80,000
3400246	Fusion Abs. filter	400 nm	10 nm	80,000
3400405	Fusion Abs. filter	405 nm	10 nm	80,000
3400248	Fusion Abs. filter	410 nm	10 nm	80,000
3400415	Fusion Abs. filter	415 nm	10 nm	80,000
3400249	Fusion Abs. filter	420 nm	10 nm	80,000
3400250	Fusion Abs. filter	430 nm	10 nm	80,000
3400251	Fusion Abs. filter	440 nm	10 nm	80,000
3400252	Fusion Abs. filter	450 nm	10 nm	80,000
3400253	Fusion Abs. filter	460 nm	10 nm	80,000
3400254	Fusion Abs. filter	470 nm	10 nm	80,000
3400255	Fusion Abs. filter	480 nm	10 nm	80,000
3400256	Fusion Abs. filter	490 nm	10 nm	80,000
3400257	Fusion Abs. filter	500 nm	10 nm	80,000
3400258	Fusion Abs. filter	510 nm	10 nm	80,000
3400243	Fusion Abs. filter	520 nm	10 nm	80,000
3400260	Fusion Abs. filter	530 nm	10 nm	80,000
3400261	Fusion Abs. filter	540 nm	10 nm	80,000
3400262	Fusion Abs. filter	550 nm	10 nm	80,000
3400263	Fusion Abs. filter	560 nm	10 nm	80,000
3400264	Fusion Abs. filter	570 nm	10 nm	80,000
3400265	Fusion Abs. filter	580 nm	10 nm	80,000
3400266	Fusion Abs. filter	590 nm	10 nm	80,000
3400267	Fusion Abs. filter	600 nm	10 nm	80,000
3400268	Fusion Abs. filter	610 nm	10 nm	80,000
3400269	Fusion Abs. filter	620 nm	10 nm	80,000
3400270	Fusion Abs. filter	630 nm	10 nm	80,000
3400271	Fusion Abs. filter	640 nm	10 nm	80,000
3400272	Fusion Abs. filter	650 nm	10 nm	80,000
3400273	Fusion Abs. filter	660 nm	10 nm	80,000
3400274	Fusion Abs. filter	670 nm	10 nm	80,000
3400275	Fusion Abs. filter	680 nm	10 nm	80,000
3400276	Fusion Abs. filter	690 nm	10 nm	80,000
3400277	Fusion Abs. filter	700 nm	10 nm	80,000

* 本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせください。
 * 本カタログ内の価格には消費税が含まれていませんので、別途必要となります。
 * 記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 * 仕様・外観は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。



株式会社パーキンエルマー・ジャパン
 www.perkinelmer.co.jp
 バイオディスカバリー事業部

横浜本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
 TEL.(045)339-5862 FAX.(045)339-5872
 大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町5-3
 TEL.(06)6386-1771 FAX.(06)6386-6401
 東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17CTKビル 5F
 TEL.(03)3866-2647 FAX.(03)3866-2652
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル2F
 TEL.(092)474-2311 FAX.(092)473-8353