


## MicroBeta, MicroBeta<sup>2</sup> 消耗品価格表

### カセット

品番	製品名	数量	価格(円)
1450-102	プレートカセット (Flexible-24 plate 1450-402用)	10	40,000
1450-101	プレートカセット (Flexible-96 plate 1450-401用)	10	40,000
1450-110	24ウェル Corning/Falconプレートカセット	24	100,000
1450-109	クロストーク防止チューブ (24ウェル用)	24	16,000
1450-105	フリープレートカセット (96ウェル用)	10	50,000
1450-130	プレートカセット (384ウェル用)	10	50,000
1450-106	Millipore MultiScreen 96well 用カセット	10	120,000
1450-433	Millipore MultiScreen用ライナー (1450-106/パーツ)	20	6,000
1450-104	フィルターカセット (96ウェルフォーマット用)	10	120,000
1450-116	フィルターカセット (24ウェルフォーマット用)	10	70,000
1450-118	<sup>32</sup> P測定用カセット (96ウェルフォーマット用)	1	30,000
1450-107	1/4 BetaPlate フィルター用	10	120,000
1450-119	24ウェル VisiPlate 用カセット	10	150,000
1450-117	4mL バイアル用カセット	4	150,000
1450-216	MicroBeta 384ウェル ロボットローディングカセット	1	50,000
1450-217	MicroBeta 96ウェル ロボットローディングカセット	1	50,000
1450-108	エッペンドルフチューブアダプタ	24	12,000
1450-481	Flexible プレートサポートフレーム	25	23,000



4mLバイアル用カセット

エッペンドルフチューブ  
アダプターおよびカセット

フィルターマット-MultiLex

### 消耗品

品番	製品名	数量	価格(円)
1450-401	Flexible 96-well plate	25	12,000
1450-402	Flexible 24-well plate	25	12,000
1450-421	8x 12 Grid Printed Filtermat A (GF/C), 90x 120 mm	100	36,000
1450-521	8x 12 Filtermat B (GF/B)	50	36,000
1450-522	8x 12 Filtermat DEAE 96-well	100	54,000
1450-523	8x 12 Filtermat P30 (GFP30) 96-well	100	54,000
1450-423	8x 12 Grid Printed Nylon Membrane, 90x 120mm	25	62,000
1450-422	4x 6 Grid Printed Filtermat A (GF/C), 90x 120 mm	100	36,000
1450-424	4x 6 Grid Printed Filtermat B (GF/B), 90x 120 mm	50	27,000
1450-432	サンプルバック	100	12,000
1450-461	Permanent Sealing Tape (PVC)	100	20,000
1450-462	Removable Sealing Tape (PVC)	100	13,000
1200-421	4 mL Tube for Microbeta 1450-117 cassette	3000	63,000
1450-451	ID サポートプレート	100	40,000
1450-452	IDラベルバインダー	1	16,000
1450-441	MultiLex A	100	58,000
1450-442	MultiLex B/HS	75	52,000
1200-439	OptiPhase SuperMix	5 L	26,000
1205-440	Betaplate Scint	5 L	68,000
6013621	MicroScnti-20	1L	13,000
6013641	MicroScnti-40	1L	13,000
6013661	MicroScnti-E	1L	13,000
6013611	MicroScnti-O	1L	13,000
6013631	MicroScnti-PS	1L	13,000
6005362	ディスペンセット (分注量 1-10mL)	1	63,000

MicroBeta<sup>2</sup> TR-LSC mode では、MicroScntiシリーズをご利用ください。

## 校正スタンダード

品番	製品名	数量	価格(円)
1450-471	Normalization Standard for Microbeta, <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C and blank, 2 well each	13 kBq	19,000
1450-477	Calibration standard for Microbeta(12 detector), <sup>3</sup> H, 12sample	40 kBq	94,000
1450-478	Calibration standard for Microbeta, <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C, 6sample each	30 kBq	65,000

放射性同位元素を含むテスト溶液は、社団法人日本ラジオアイソトープ協会 医薬品・アイソトープ部 放射線源課 (Tel: 03-5395-8031, email: info-sengen@jrias.or.jp) にご注文ください。

## 参考資料

測定対象	対応カセット	シールある シールなし	推奨シンチレーションカクテル
1450-401 Flexible-96 plate	1450-101	1450-461, Permanent 1450-462, Removable 1450-463, Heat foil	1200-439, SuperMix
1450-402 Flexible-24 plate	1450-102	1450-461, Permanent 1450-462, Removable	1200-439, SuperMix
General 96-well plate	1450-105	1450-461, Permanent 1450-462, Removable	1200-439, SuperMix
24-well culture plate, CORNING, Falcon	1450-110 with 1450-109 insert tube	1450-461, Permanent	1200-439, SuperMix
Eppendorf tube	1450-102 with 1450-108 Adaptor	-	1200-439, SuperMix
1200-421 4 mL Tube	1450-117	-	1200-439, SuperMix
1450-421 8x12 Filtermat A 1450-522 DEAE Filtermat 1450-523 P30 Filtermat	1450-104	1450-432, Sample bag	1205-440, Betaplate Scint 1450-441, MeltiLex A
1450-422 4x6 Filtermat A	1450-116	1450-432, Sample bag	1205-440, Betaplate Scint 1450-441, MeltiLex A
1450-521 8x12 Filtermat B	1450-104	1450-432, Sample bag	1205-440, Betaplate Scint 1450-442, MeltiLex B / HS
1450-424 4x6 Filtermat B	1450-116	1450-432, Sample bag	1205-440, Betaplate Scint 1450-442, MeltiLex B / HS
1450-423 Nylon membrane (32P)	1450-104 or 1450-118	1450-432, Sample bag	1205-440, Betaplate Scint 1450-442, MeltiLex B / HS or Cherenkov
1205-401 6x16 Filtermat A 1205-404 6x16 Filtermat B	1450-107 4分割して設置	1205-411, Sample bag	1205-440, Betaplate Scint
Millipore MultiScreen plate	1450-106	1450-462, Sample bag	1200-439, SuperMix 1450-441, MeltiLex A

\* 本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせください。  
\* 本カタログ内の価格には消費税が含まれていませんので、別途必要となります。  
\* 記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
\* 仕様・外観は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。



株式会社パーキンエルマージャパン

www.perkinelmer.co.jp

バイオディスカバリー事業部

横浜本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134  
横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F  
TEL.(045)339-5862 FAX.(045)339-5872

大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町5-3  
TEL.(06)6386-1771 FAX.(06)6386-6401

東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17CTKビル 5F  
TEL.(03)3866-2647 FAX.(03)3866-2652

九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル2F  
TEL.(092)474-2311 FAX.(092)473-8353