

TopCount NXT 消耗品・アクセサリ価格表

消耗品・アクセサリ類

品番	製品名	数量	価格 (円)
1608182	バーコードラベル (プレート番号 #1~2000、各1個)	1セット	100,000
1608183	バーコードラベル (プロトコール番号 #01~30、各60個)	1セット	80,000
1608184	バーコードラベル (プロトコール番号 #31~60、各60個)	1セット	80,000
1608429	バーコードラベル (プロトコール番号 #61~00、各60個)	1セット	80,000
6005160	TopSeal-P ^{*1}	100枚	14,000
6005161	TopSeal-S ^{*2}	100枚	14,000
6050195	TopSeal-A 96/384 (96/384穴プレート用) ^{*3}	100枚	14,000
6005198	TopSeal-A 24 (24穴プレート用) ^{*3}	100枚	14,000
6005176	UniFilter-24 GF/B, 白 (バックシール付属)	50枚	95,000
6005177	UniFilter-96 GF/B, 白 (バックシール付属)	50枚	95,000
6005174	UniFilter-96 GF/C, 白 (バックシール付属)	50枚	95,000
6005277	PEI coated UniFilter-96 GF/B, 白	50枚	138,000
6005274	PEI coated UniFilter-96 GF/C, 白	50枚	138,000
6005178	MultiScreen Adapter	50枚	25,000
6005219	OmniFilter filter plate	50枚	90,000
6005226	OmniFilter Cutting Template ^{*4}	1セット	25,000
6005420	OmniFilter Cutting Die Kit ^{*4}	1セット	90,000
6005421	OmniFilter Assembly/Disassembly Tool ^{*4}	1セット	45,000

*1 TopSeal-Pには表裏の区別がなく、ヒートシールして使用します。

*2 TopSeal-Sには表裏の区別があり、光沢の無い面がプレートに接するようにヒートシールして使用します。

*3 TopSeal-Aは自己粘着性のシールです。

*4 OmniFilter専用ツールです。

校正スタンダード

品番	製品名	数量	価格 (円)
7001044	キャリブレーション / ノーマライゼーションスタンダード96ウエル (³ H・ ¹⁴ C)	259 kBq	133,000
7001045	キャリブレーション / ノーマライゼーションスタンダード24ウエル (³ H)	185 kBq	133,000
7001129	シングルフォトン・カウンティングプレートキット (³ H)	92.5 kBq	33,000

放射性同位元素を含むテスト溶液は、社団法人日本ラジオアイソトープ協会 医薬品・アイソトープ部 放射線源課 (Tel: 03-5395-8031, email: info-sengen@jrias.or.jp) にご注文ください。



TopCount NXT

*本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせください。
 *本カタログ内の価格には消費税が含まれていませんので、別途必要となります。
 *記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 *仕額・外観は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。



PerkinElmer
For the Better

株式会社パーキンエルマー・ジャパン

www.perkinelmer.co.jp

バイオディスクバリー事業部

横浜本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
 TEL.(045)339-5862 FAX.(045)339-5872

大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町5-3
 TEL.(06)6386-1771 FAX.(06)6386-6401

東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17CTKビル 5F
 TEL.(03)3866-2647 FAX.(03)3866-2652

九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル2F
 TEL.(092)474-2311 FAX.(092)473-8353