

PerkinElmer

Glass vials & Septum caps



オートサンプラーバイアル



レギュラーモデル

製品番号	容量	トップ	ラベル・特徴	色	入数
N9301385	2ml	クリンプ	Pロゴ	クリアー(透明)	100本
N9302680	2ml	クリンプ	Pロゴ	アンバー(褐色)	100本
N9306223	2ml	クリンプ	パッチ付き	クリアー(透明)	100本
N9306201	2ml	スクリュ	無地	クリアー(透明)	100本
N9307801	2ml	スクリュ	パッチ付き	クリアー(透明)	100本
N9307802	2ml	スクリュ	パッチ付き	アンバー(褐色)	100本



セプタムキャップ

製品番号	製品詳細
N9306015	11mm アルミクリンプ PTFE/赤ラバー(～160℃) 100個
N9302684	11mm 緑アルミクリンプ PTFE/赤ラバー(～160℃) 100個
N9302685	11mm 赤アルミクリンプ PTFE/赤ラバー(～160℃) 100個
N9302686	11mm 青アルミクリンプ PTFE/赤ラバー(～160℃) 100個
N9304148	11mm アルミクリンプ PTFE/Silicone(～210℃) ULB(超低ブリード) 100個
N9306228	11mm アルミクリンプ 赤PTFE/白Silicone(～210℃) 100個
N9306202	9mm スクリュー(青) 赤PTFE/白Silicone(～210℃) 100個
N9306203	9mm スクリュー(青) 赤PTFE/白Silicone(～210℃) スリット入り 100個
N9306362	9mm スクリュー(青) 赤PTFE/白Silicone(～210℃) ULB(超低ブリード) 100個
N9306364	9mm スクリュー(青) 赤PTFE/白Silicone(～210℃) スリット入りULB 100個



N9306015



N9306362



N9304148



N9306203



N9306364

PureView™ 認証バイアル・MS認証バイアル

認証バイアルPureViewシリーズは従来のバイアルと同様にタイプ 1 ホウケイ酸ガラスを原料としており、三局方(USP/JP/EUP)に対応しております。
出荷検査を終えた製品はISOクラス8のクリーンルームで梱包された後、お客様のもとへ出荷されます。また、バッチ毎で検査成績書を専用ウェブサイトからダウンロードいただけます。
GC/MS、LC/MSで残留物検査を実施した「MS認証」のラインナップもございます。



認証バイアル

製品番号	容量	トップ	ラベル・特徴	色	入数
N9305087	2ml	スクリュー	PerkinElmerロゴ	クリアー(透明)	100本
N9305097	2ml	スクリュー	PerkinElmerロゴ	クリアー(透明)	1000本
N9305088	2ml	スクリュー	パッチ付き	クリアー(透明)	100本
N9305098	2ml	スクリュー	パッチ付き	クリアー(透明)	1000本
N9305089	2ml	スクリュー	パッチ付き	アンバー(褐色)	100本
N9305085	2ml	クリンプ	パッチ付き	クリアー(透明)	100本
N9305095	2ml	クリンプ	パッチ付き	クリアー(透明)	1000本
N9305086	2ml	クリンプ	パッチ付き	アンバー(褐色)	100本
N9305096	2ml	クリンプ	パッチ付き	アンバー(褐色)	1000本



N9305087
N9305097



N9305088
N9305098



N9305089



N9305085
N9305095



N9305086
N9305096

MS認証バイアル

製品番号	容量	トップ	ラベル・特徴	色	入数
N9305077	2ml	スクリュー	PerkinElmerロゴ	クリアー(透明)	100本
N9305075	2ml	クリンプ	パッチ付き	クリアー(透明)	100本
N9305099	2ml	クリンプ	パッチ付き	クリアー(透明)	1000本
N9305076	2ml	クリンプ	パッチ付き	アンバー(褐色)	100本
N9305100	2ml	クリンプ	パッチ付き	アンバー(褐色)	1000本
N9305078	2ml	スクリュー	パッチ付き	クリアー(透明)	100本
N9305079	2ml	スクリュー	パッチ付き	アンバー(褐色)	100本



N9305077
N9305101



N9305075
N9305099



N9305076
N9305100



N9305078
N9305102



N9305079

コンビニエンスキット

レギュラーモデル

製品番号	製品詳細
N9300500	N9301385+N9306228(クリンプ, Pロゴ, 透明, PTFE/Silキャップ 赤白) 100式

認証バイアル

製品番号	製品詳細
N9310075	N9305088+N9306203 (スクリュー, パッチ付, 透明, スリット赤PTFE/白Sil) 100式
N9310076	N9305089+N9306203 (スクリュー, パッチ付, 褐色, スリット赤PTFE/白Sil) 100式
N9310077	N9305085+N9306015 (クリンプ, パッチ付, 透明, PTFE/Sil ULB) 100式
N9310078	N9305086+N9306015 (クリンプ, パッチ付, 褐色, PTFE/Sil ULB) 100式

MS認証バイアル

※N9306203とN9304189は同じ製品です。

製品番号	製品詳細
N9310050	N9305075+N9306015 (クリンプ, パッチ付, 透明, PTFE/赤ラバー) 100式
N9310051	N9305076+N9306015 (クリンプ, パッチ付, 褐色, PTFE/赤ラバー) 100式
N9310052	N9305077+N9304189 (スクリュー, PKIロゴ, 透明, スリット赤PTFE/白Sil) 100式
N9310053	N9305078+N9304190 (スクリュー, パッチ付, 透明, 赤PTFE/白Sil) 100式
N9310063	N9305075+N9304148 (クリンプ, パッチ付, 透明, PTFE/Sil ULB) 100式
N9310064	N9305078+N9306362 (スクリュー, パッチ付, 透明, PTFE/Sil ULB) 100式
N9310054	N9305079+N9304189 (スクリュー, パッチ付, 褐色, スリット赤PTFE/白Sil) 100式
N9310055	N9305079+N9304190 (スクリュー, パッチ付, 褐色, 赤PTFE/白Sil) 100式


クリンパー各種

電動、エルゴノミック、マニュアル、その他

製品番号	製品詳細	画像
N9304500	11mm 電動クリンパー (バッテリー付)	①
N9304502	11mm 電動デキャッパー (バッテリー付)	①
00090699	11mm ハンドクリンパー	②
N9301390	11mm ハンドデキャッパー	②
N6621035	11mm エルゴノミック・クリンパー	③
N6621036	11mm エルゴノミック・デキャッパー	③
N9301303	バイアルラック 12mm-50箇所(5x10)	④



ヘッドスペースバイアル



レギュラーモデル

※PerkinElmer製ヘッドスペースにはラウンドボトムのみ適合

製品番号	容量	トップ	ボトム	寸法 (mm)	ラベル・特徴	入数
N6356478	10ml	クリンプ	ラウンド	21.75×46	Pロゴ	100本
N6356479	10ml	スクリュー	ラウンド	23×46	Pロゴ	100本
N6120111	10mlバイアル用アダプター(10mlバイアルをヘッドスペースで使用する際に必須)					10本
N9306216	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	ロゴ無し・透明	1000本
N9306079	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	Pロゴ	100本
B0104236	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	Pロゴ	1000本
N9306075	20ml	スクリュー	ラウンド	22.6×75.5	Pロゴ	100本
N9303349	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	パッチ付き	100本
N9303348	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	パッチ付き	1000本
N9306241	20ml	スクリュー	ラウンド	22.6×75.5	パッチ付き	1000本

PureView™ 認証バイアル・MS認証バイアル

オートサンプラーバイアルと同様に検査成績書は専用ウェブサイトからダウンロードいただけます。
また、GC/MS、LC/MSで残留物検査を実施した



認証バイアル


製品番号	容量	トップ	ボトム	寸法 (mm)	ラベル・特徴	入数
N9305090	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	PerkinElmerロゴ	100本
N9305091	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	パッチ付き	100本

MS認証バイアル



製品番号	容量	トップ	ボトム	寸法 (mm)	ラベル・特徴	入数
N9305081	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	パッチ付き	100本
N9305080	20ml	クリンプ	ラウンド	23×75.5	パッチ付き	1000本

セプタムキャップ



製品番号	製品詳細
N9304146	20mmアルミクリンブ PTFEコート/Silicone (～210℃) セット済み 100個
B4000022	20mmアルミクリンブ PTFEコート/Silicone (～210℃) セット済み 1000個
N9302975	20mmアルミクリンブ PTFEコート/Silicone (～210℃) セット済み 1000個 スタースプリングが含まれておらず、バイアル内圧への安全機能には剥離方式を採用した廉価版です。
N9304186	20mmアルミクリンブ PTFEコート/Silicone (～210℃) セット済み 1000個 スタースプリングが含まれておらず、内圧への安全機能のない廉価版です。
B0104241	20mmアルミクリンブ PTFEコート/Silicone (～210℃) パラ 100個
B0104242	20mmアルミクリンブ PTFEコート/Silicone (～210℃) パラ 1000個
N9304145	20mmアルミクリンブ アルミコート/Silicone (～220℃) セット済み 100個
B0104243	20mmアルミクリンブ アルミコート/Silicone (～220℃) パラ 100個
B0104244	20mmアルミクリンブ アルミコート/Silicone (～220℃) パラ 1000個
B0159356	20mmアルミクリンブ 赤ブチルゴム (～130℃) パラ 100個
N9304143	20mmアルミクリンブ 赤ブチルゴム (～130℃) セット済み 100個
B0104239	20mmアルミクリンブ PTFEコート/赤ブチルゴム (～130℃) パラ 100個
N9304144	20mmアルミクリンブ PTFEコート/赤ブチルゴム (～130℃) セット済み 100個
B4000025	20mmアルミクリンブ PTFEコート/赤ブチルゴム (～130℃) セット済み 1000個
N9302979	20mmアルミクリンブ PTFEコート/レッドラバー (～160℃) パラ 100個
N9302978	20mmアルミクリンブ PTFEコート/レッドラバー (～160℃) セット済み 1000個
N9306077	18mmスチールスクリュー PTFE/Silicone (～210℃) 100個
N6356474	18mmスチールスクリュー 赤PTFE/白Silicone 1.3mm (～210℃) 100個
N6356476	18mmスチールスクリュー 青PTFE/白Silicone 1.5mm (～210℃) 100個
N6356475	18mmバイメタルスクリュー PTFEコート/Silicone 薄青 (～210℃) 100個
N6356566	20mmバイメタルクリンブ PTFEコート/Silicone 薄青 (～210℃) 100個
N9304175	18mmアルミスクリュー 青PTFE/白Silicone 1.5mm (～210℃) ULB 100個



コンビニエンスキット

レギュラーモデル

製品番号	製品詳細
N9303992	N9303349+N9304146(クリンパー, 白パッチ, PTFE/Silicone) 100式

MS認証バイアル

製品番号	製品詳細
N9310056	N9305080 + N9304186 (クリンパー, パッチ付, PTFE/Silicone廉価版) 1000式
N9310057	N9305081 + N9304192 (クリンパー, パッチ付, PTFE/Silicone廉価版) 100式 ※N9304192は「1000個入り廉価版セプタムキャップN9304186」の100個入りですが単品販売しておりません。
N9310065	N9305081 + N9304146 (クリンパー, パッチ付, PTFE/Silicone) 100式
N9310058	N9305082 + N9304175 (スクリュー, パッチ付, PTFE/Silicone, ULB) 1000式
N9310059	N9305082 + N9304175 (スクリュー, パッチ付, PTFE/Silicone, ULB) 100式

クリンパー各種

電動、エルゴノミック、マニュアル、その他

製品番号	製品詳細	画像
N9304501	20mm 電動クリンパー (バッテリー付)	①
N9304503	20mm 電動デキャッパー (バッテリー付)	①
N9302785	20mm ハンドクリンパー	②
N9301270	20mm ハンドデキャッパー	②
N6621037	20mm エルゴノミック・クリンパー	③
N6621038	20mm エルゴノミック・デキャッパー	③
N9301304	バイアルラック Φ23.1mm × 36穴 (3x12)	④




①



②



③



④

HSスターターキット

キット構成品

※N6621037 エルゴノミッククリンパーが付属

製品番号	製品詳細	B0505601	N6710195	N6710198
N9301304	ハンドクリンパー	1	1	※ 1
N9306079	20mlヘッドスペースバイアル, Pロゴ	500	500	1000
B0104239	PTFE/赤ブチル セプタムキャップ	100	100	
B0104241	PTFE/Silicone セプタムキャップ	100	100	1000
B0104243	アルミ/Silicone セプタムキャップ	100	100	
N9306075	スクリューバイアル	500	100	
N9306076	PTFE/赤ブチル セプタムキャップ	100	100	
N9306077	PTFE/Silicone セプタムキャップ	100	100	
B0500833	ニードルシールアッセンブリー(Oリング必須)	2	2	
B0198110	ニードルシールアッセンブリー用Oリング	10	10	
B0501377	ニードル付圧力計	1	1	
N1011210	入門書(テキスト)	1	1	

他社ヘッドスペース用バイアル

製品番号	容量	トップ	ボトム	寸法 (mm)	ラベル・特徴	入数
N9303352	20ml	クリンプ	フラット	22.6×75.5	パッチ付き	1000本
N9305094	20ml	クリンプ	フラット	22.6×75.5	パッチ付き, PV認証	100本
N9305083	20ml	クリンプ	フラット	22.6×75.5	パッチ付き, MS認証	100本

適合機種一覧

Thermo: HS800, HS850, HS2000, TriPlus	Agilent: 7697A, HS 7694 / 7695A
Tekmar: HT-3	Shimadzu: HSS-2B/4B, HTA 200 H, AOC-5000
CTC: PAL HTC-xt, CTC Combi PAL	

※上記製品はPerkinElmerのヘッドスペースには適合しません。



本カタログに掲載される製品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますので予めご了承ください。



パーキンエルマー合同会社

www.perkinelmer.co.jp

本社 〒221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 アクアリアタワー横浜2階
TEL: (045) 522-7823 FAX: (045) 522-7831

