

他社原子吸光適応 ホローカソードランプAtomax ランニングコスト削減キャンペーン

弊社のAtomax ランプは「日立」「島津」「バリアン」「サーモフィッシャー」「イエナ」など、市販されている殆どの原子吸光計に適応するよう設計されています。「高い適合性」と「驚きの低価格」で多くのお客様からご好評いただいております。



【期間】 2022年6月30日ご注文分まで有効

【お申し込み方法】

裏面の申込書に必要事項と希望製品をご記入、FAX送信してください。
通常価格を限界まで下げた製品ですが、更に10%お値引き致します。

| 元素記号 | 元素名 | PerkinElmer Atomax | | 浜松ホトニクス 参考製品 | | 日立 | 島津 | アジレント | サーモ |
|------|--------|--------------------|---------|--------------|-----------|----------|--------------|------------|----------------|
| | | 製品番号 | 定価 | 定価 | 製品番号 | | | | |
| As | ヒ素 | N2025302 | ¥42,000 | ¥55,000 | L233-33NQ | 001-6103 | 200-38422-42 | 5610122200 | 9425 390 20331 |
| Cd | カドミウム | N2025309 | ¥30,000 | ¥45,000 | L233-48NQ | 208-2008 | 200-38422-06 | 5610122700 | 9430 390 20481 |
| Ca | カルシウム | N2025308 | ¥21,000 | ¥38,000 | L233-20NU | 001-6008 | 200-38422-05 | 5610122900 | 9431 390 20201 |
| Cu | 銅 | N2025313 | ¥15,000 | ¥38,000 | L233-29NB | 208-2011 | 200-38422-08 | 5610123300 | 9435 390 20291 |
| Fe | 鉄 | N2025317 | ¥16,000 | ¥38,000 | L233-26NU | 208-2012 | 200-38422-10 | 5610124600 | 9447 390 20261 |
| Pb | 鉛 | N2025339 | ¥21,000 | ¥45,000 | L233-82NQ | 208-2023 | 200-38422-21 | 5610124800 | 9449 390 20821 |
| Mg | マグネシウム | N2025330 | ¥19,000 | ¥38,000 | L233-12NU | 139-3592 | 200-38422-12 | 5610125100 | 9452 390 20121 |
| K | カリウム | N2025326 | ¥30,000 | - | L233-19NB | 208-2016 | 200-38422-22 | 5610126200 | 9462 390 20191 |
| Na | ナトリウム | N2025333 | ¥20,000 | ¥51,000 | L233-11NB | 208-2021 | 200-38422-14 | 5610127300 | 9474 390 20111 |
| Zn | 亜鉛 | N2025365 | ¥24,000 | ¥38,000 | L233-30NQ | 208-2034 | 200-38422-23 | 5610128800 | 9488 390 20301 |

上記元素以外の他社適応品番については弊社HPでご確認ください。

<https://www.perkinelmer.co.jp/aa/tabid/624/Default.aspx>

株式会社パーキンエルマー・ジャパン

www.perkinelmer.co.jp


PerkinElmer
For the Better

他社原子吸光適応 ホローカソードランプAtomax ランニングコスト削減キャンペーン

下記項目をご記入の上、FAXでお申込み下さい。

FAX番号: 045-339-5877



- 他のキャンペーンとの併用は出来ません。
- Atomaxランプは自己反転バックグランド補正法(SR法)には適応していません。

お客様情報

*お名刺を貼り付けていただいても構いません

| | |
|------|---------|
| 貴社名: | 部署名: |
| 御名前: | e-mail: |
| 住所:〒 | |
| TEL: | FAX: |

販売代理店

*お名刺を貼り付けていただいても構いません

| | |
|------|---------|
| 貴社名: | 部署名: |
| 御名前: | e-mail: |
| 住所:〒 | |
| TEL: | FAX: |

お客様の個人情報は弊社(株式会社パーキンエルマー・ジャパン)が定めるプライバシーポリシーのもと保護と管理を徹底してまいります。
下記利用目的以外に利用するものではなく、迅速なサービスを提供するために代理店と共同利用させていただくことがございます。
(利用目的: 弊社装置消耗品に関連するアフターサービスやサポート、製品・キャンペーン・イベント情報のご案内、市場調査、弊社取扱製品をご購入予定、またはご興味をお持ちいただいているお客様への連絡など)

ご希望製品

* 記載の会社名及び商品名は各社の商標又は商標登録です。
* 仕様/外観/価格は予告なく変更することがございます。

| | 品番 | 製品 | 数量 |
|---|----|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |



株式会社 パーキンエルマー・ジャパン
www.perkinelmer.co.jp

本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパーク 4F
TEL: 045-339-5861 FAX: 045-339-5871