## **PerkinElmer**

## ヘッドスペース用バイアル&セプタム Super Value キャンペーン

### HSバイアルとセプタムキャップが期間限定で特別価格!

≪お申し込み方法≫ 裏面の申込書でお見積り依頼してください。

N9306079 B0104236

N9305090

≪キャンペーン期間≫ 2024年5月7日~6月30日



N9303349



≪対象製品≫

20mlクリンプバイアル(ラウンドボトム、23×75.5mm)各種

N9303349 N9305081 N9303348 N9305080

製品番号	製品詳細	定価	特価
1. N9306079	「P」ロゴ 100本	¥7,570	¥6,200
2. B0104236	「P」ロゴ 1000本	¥73,600	¥60,000
3. N9303349	目盛りラベル付き 100本	¥8,000	¥6,500
4. N9303348	目盛りラベル付き 1000本	¥73,600	¥62,000
5. N9305090	認証バイアル、「PerkinElmer」ロゴ 100本	¥8,000	¥6,600
6. N9305081	MS認証バイアル、目盛りラベル付き 100本	¥8,000	¥6,800
7. N9305080	MS認証バイアル、目盛りラベル付き 1000本	¥75,700	¥64,000

### 20mmクリンプキャップ各種

	製品番号	製品詳細	定価	特価
8	8. N9304146	PTFEコート/シリコン (~210℃) セット済み 100個	¥17,300	¥14,000
9	B4000022	PTFEコート/シリコン (~210℃) セット済み 1000個	¥147,000	¥120,000
1	0. N9302978	PTFEコート/レッドラバー (~160℃) セット済み 1000個	¥140,600	¥116,000
1	1. B4000025	PTFEコート/赤ブチルゴム (~130℃) セット済み 1000個	¥128,700	¥106,000

他社ヘッドスペース用20mlクリンプバイアル(フラットボトム)

製品番号	製品詳細	定価	特価
12. N9305094	認証バイアル、目盛りラベル付き 100本	¥8,000	¥6,400

PerkinElmerのヘッドスペースをお使いのお客様はラウンドボトムのバイアル(No.1~7)からお選びください。

	ThermoFisher Scientific		Agilent Technology			Shimadzu			
	HS800 / HS850	HS2000	TriPlus	7697A	G1888A	HS 7694 / 7695A	HSS-2B/4B	HTA 200 H	AOC-5000
ラウンドボトム	-	-	-	-		-	-	-	-
フラットボトム					-				





# ヘッドスペース用バイアル&セプタム Super Value キャンペーン

下記項目をご記入の上、FAXでお申込み下さい。 FAX番号: 045-522-7831

お客様情報	<u>*お名刺を貼り付けていただいて</u>	も構いません
貴社名:	部署名:	
御名前:	e-mail:	
住所: 〒		
TEL:	FAX:	
販売代理店	*お名刺を貼り付けていただいて	も横いません

貴社名:		部署名:	
御名前:		e-mail:	
住所:	Ŧ		
TEL:		FAX:	

お客様の個人情報は弊社(PerkinElmer Japan合同会社)が定めるプライパシーポリシーのもと保護と管理を徹底してまいります。 下記利用目的以外に利用するものではなく、迅速なサービスを提供するために代理店と共同利用させていただくことがございます。 (利用目的: 弊社装置消耗品に関連するアフターサービスやサポート、製品・キャンペーン・イベント情報のご案内、市場調査、弊社取扱製品を ご購入予定、またはご興味をお持ちいただいているお客様への連絡など)

### ご希望製品

- \*記載の会社名及び商品名は各社の商標又は商標登録です。
- \*仕様/外観/価格は予告なく変更することがございます。

	品番	製品	数量
1			
2			
3			

バイアルと関連製品のカタログは以下のURLからダウンロードいただけます。 https://www.perkinelmer.co.jp/Portals/0/resource/support/pdf/BRO ChromVial.pdf





