

NEW!

**30%
OFF!!**

Western Lightning ONE シリーズ

1液タイプのウエスタンブロットティング発光試薬

新製品 発売記念キャンペーン (2022年4月～2022年9月末)

Western Lightning は、ウエスタンブロットティングに最も広く使用されている、西洋わさびペルオキシダーゼ(HRP)の触媒作用を利用した、シグナル増幅タイプの化学発光(ECL)システムです。


この度、パーキンエルマーより1液タイプの**Western Lightning ONE シリーズ**が発売されました。新製品の発売を記念し、本製品を**30%OFF**にて提供致します。是非この機会にお試しください！



特長

- 混合不要な**1液タイプ**
- **Pico, Femto, Femto Ultra**の3種類をご用意。感度やコストに合わせてご選択頂けます。
- **常温保存**で1年安定
- **操作性、感度、安定性**に優れた製品です。

アッセイ感度



Western Lightning ONE Femto Ultra

Competitor M (1液タイプ)


Western Lightning ONE Femto

Competitor M (1液タイプ)

Western Lightning ONE Pico

Competitor M (1液タイプ)

サンプル:連続2倍希釈したHela細胞溶解液
Total Protein: 2 μg ~ 0.039 μg (Femto Ultra)
5 μg ~ 0.078 μg (Femto, Pico)



製品の詳細、その他アッセイデータは、こちらのHPまたは製品カタログをご参照ください。



<https://www.perkinelmer.co.jp/resrch/tabid/544/Default.aspx>

製品名	数量	品番	価格(円)	キャンペーン価格(円)
Western Lightning ONE Pico	25 mL	NEL130001EA	10,000	7,000
	250 mL	NEL131001EA	27,000	18,900
	500 mL	NEL132001EA	51,000	35,700
Western Lightning ONE Femto	25 mL	NEL140001EA	11,000	7,700
	250 mL	NEL141001EA	33,000	23,100
	500 mL	NEL142001EA	55,000	38,500
Western Lightning ONE Femto Ultra	25 mL	NEL150001EA	18,000	12,600
	125 mL	NEL151001EA	57,000	39,900
	250 mL	NEL152001EA	99,000	69,300

*記載の会社名および商品名は、各社の商標または商標登録です。

*記載されている製品の名称、仕様や外観については予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

*本カタログ内の価格にお消費税が含まれておりませんので、別途必要となります。

*本カタログに記載されているすべての製品は、試験研究目的でのみご利用いただけます。



株式会社 パーキンエルマー・ジャパン
www.perkinelmer.co.jp

本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
TEL. (045) 339-5862 FAX. (045) 339-5872

