



お客様各位

株式会社パーキンエルマージャパン  
〒240-0005神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134  
横浜ビジネスパーク テクニカルセンター4階

2022年3月25日

Phone 045-339-5862  
Fax 045-339-5872  
www.perkinelmer.com

株式会社パーキンエルマージャパン  
ヒューマンヘルス事業本部

## Alpha SureFire 製品 保存温度の記載変更について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配に賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が供給しております全 Alpha SureFire キットにつきまして、同梱する送付状に記載の保存温度を変更することとなりました。

これまでキット内容物の一つである「ポジティブコントロールライセート」の保存温度が-20℃または-80℃であったため下記の通り記載して参りましたが、この度、本内容物は長期保存する場合のみ-20℃または-80℃と変更になったことを受け、キット保存温度の記載を「+4℃」に変更させて頂くこととなりました。お客様の方でキットを開封後、本内容物を長期保存される場合には-20℃または-80℃での保存をお願い致します。尚、アッセイマニュアルにはその旨、既に記載されております。

お手数をお掛け致しますがご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

### 【変更前】

保存温度：「4℃または-20℃/-80℃（キット内容物ごとに保存温度が異なる）」

### 【変更後】

保存温度：「+4℃」

### 【対象製品】

全 Alpha SureFire アッセイキット

製品名 AlphaLISA SureFire Ultra kit

品番\* ALSU-xxx-x-HV, ALSU-xxx-x500, ALSU-xxx-x10K, ALSU-xxx-x50K

製品名 Alpha Terbium SureFire Ultra kit

品番\* TBSU-xxx-x-HV, TBSU-xxx-x500, TBSU-xxx-x10K, TBSU-xxx-x50K

製品名 MultiPlex SureFire Ultra kit

品番\* MPSU-xxx-x-HV, MPSU-xxx-x500, MPSU-xxx-x10K, MPSU-xxx-x50K

製品名 Alpha SureFire CETSA kit

品番\* CETSA-xxx-A500, CETSA-xxx-A5K1, CETSA-xxx-A5K2, CETSA-xxx-A5K3, CETSA-xxx-A5K4, CETSA-xxx-A5K5

\*品番 xxx 部分は、キットによってアルファベットおよび数字が変わります。

【変更開始日】 2022年3月25日

以上