

ARVO™ シリーズ 消耗品・アクセサリ価格表



消耗品・アクセサリ類価格

品番	製品名	数量	価格(円)
1420-407	ハロゲンランプ	1個	14,250
1420-4440	ペトリディッシュアダプター (38.4mm径用)	1個	40,000
1420-4450	ペトリディッシュアダプター (35mm径用)	1個	40,000
1420-4460	テラサキプレートアダプター	1個	40,000
1420-560	フィルターホイールA・B2用 フィルタースプリング	5個	24,000
1420-561	フィルターホイールB用 フィルタースプリング	5個	24,000
1420-562	フィルタースライドA・B用 フィルタースプリング	5個	24,000

15mm 径フィルター価格 (吸光度・蛍光強度・蛍光偏光用)

品番	製品名	中心波長	半値幅	透過率	主な用途	価格(円)
1420-524	340 / 25nm	340nm	25nm	50%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-6050	340 / 70nm	340nm	70nm	45%	蛍光強度	50,000
11440021*	355 / 40nm	355nm	40nm	35%	蛍光強度	50,000
1420-5890	355 / 8nm	355nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5870	370 / 14nm	370nm	14nm	40%	蛍光強度	50,000
1420-6010	380 / 10nm	380nm	10nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-501	390 / 20nm	390nm	20nm	40%	蛍光強度	50,000
11440057**	405 / 10nm	405nm	10nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-525	420 / 8nm	420nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5880	425 / 8nm	425nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-526	430 / 8nm	430nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5950	440 / 8nm	440nm	8nm	50%	吸光度・蛍光強度	50,000
11440018**	450 / 8nm	450nm	8nm	30%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5940	465 / 20nm	465nm	20nm	60%	蛍光強度	50,000
1420-527	475 / 8nm	475nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5700***	480 / 31nm	480nm	31nm	70%	蛍光強度・蛍光偏光	50,000
11440022*	485 / 14nm	485nm	14nm	60%	蛍光強度	50,000
11440019**	492 / 8nm	492nm	8nm	70%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5900	500 / 8nm	500nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-6020	510 / 10nm	510nm	10nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-528	520 / 8nm	520nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-529	530 / 8nm	530nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-502	530 / 10nm	530nm	10nm	60%	蛍光強度	50,000
1420-5680***	531 / 25nm	531nm	25nm	60%	蛍光強度・蛍光偏光	50,000
1420-530	540 / 8nm	540nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-503	544 / 15nm	544nm	15nm	60%	蛍光強度	50,000
1420-531	550 / 8nm	550nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5740	555 / 38nm	555nm	38nm	60%	蛍光強度・蛍光偏光	50,000
1420-532	560 / 8nm	560nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-520	570 / 8nm	570nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-504	590 / 7nm	590nm	7nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-533	595 / 10nm	595nm	10nm	45%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-521	600 / 8nm	600nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-522	620 / 8nm	620nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-534	630 / 8nm	630nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5930	635 / 15nm	635nm	15nm	65%	蛍光強度	50,000
1420-535	650 / 8nm	650nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5910	660 / 8nm	660nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-523	690 / 10nm	690nm	10nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5760	720 / 8nm	720nm	8nm	75%	吸光度・蛍光強度	50,000
1420-5920	750 / 8nm	750nm	8nm	40%	吸光度・蛍光強度	50,000

* ARVO X2・X3・X4・X5 に標準付属。 ** ARVO X3・X4・X5 に標準付属。 *** ARVO X5 に標準付属。

25.4mm 径フィルター価格 (蛍光・発光・時間分解蛍光・蛍光偏光用)

品番	製品名	中心波長	半値幅	透過率	主な用途	価格 (円)
1420-6040	405 / 10nm	405nm	10nm	40%	蛍光強度	85,000
1420-5720	410 / 80nm	410nm	80nm	80%	発光 (BRET ²)	85,000
1420-5960	420 / 10nm	420nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-547	430 / 10nm	430nm	10nm	45%	蛍光強度	85,000
1420-540	450 / 10nm	450nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
11440025*	460 / 25nm	460nm	25nm	50%	蛍光強度・発光 (BRET)	85,000
1420-6060	486 / 10nm	486nm	10nm	45%	蛍光強度	85,000
1420-548	500 / 10nm	500nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-541	510 / 10nm	510nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-5970	510 / 20nm	510nm	20nm	70%	蛍光強度	85,000
1420-5780	510 / 60nm	510nm	60nm	80%	発光 (Chroma-Glo)	85,000
1420-5730	515 / 30nm	515nm	30nm	80%	発光 (BRET ²)	85,000
1420-549	520 / 10nm	520nm	10nm	40%	蛍光強度	85,000
1420-5850	530 / 10nm	530nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
11440023*	535 / 25nm	535nm	25nm	50%	蛍光強度・発光 (BRET)	85,000
1420-5710***	536 / 40nm	536nm	40nm	80%	蛍光強度・蛍光偏光	85,000
1420-5800	540 / 10nm	540nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-542	545 / 7nm	545nm	7nm	70%	時間分解蛍光 (Tb)	85,000
1420-550	550 / 10nm	550nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-551	560 / 10nm	560nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-543	570 / 7nm	570nm	7nm	70%	蛍光強度	85,000
11440024	572 / 8nm	572nm	8nm	70%	時間分解蛍光 (Dy)	85,000
1420-5790	579 / 25nm	579nm	25nm	60%	蛍光強度	85,000
1420-552	580 / 10nm	580nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-5860	590 / 10nm	590nm	10nm	>60%	蛍光強度	85,000
1420-544	590 / 20nm	590nm	20nm	>60%	蛍光強度	85,000
1420-5690***	595 / 60nm	595nm	60nm	75%	蛍光強度・蛍光偏光	85,000
1420-5820	600 / 10nm	600nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-5990	610 / 10nm	610nm	10nm	65%	蛍光強度	85,000
11440003**	616 / 9nm	616nm	9nm	80%	時間分解蛍光 (Eu)	85,000
1420-545	620 / 8nm	620nm	8nm	70%	蛍光強度	85,000
1420-6000	630 / 10nm	630nm	10nm	65%	蛍光強度	85,000
1420-5750	632 / 45nm	632nm	45nm	60%	蛍光強度・蛍光偏光	85,000
11440013**	642 / 7nm	642nm	7nm	80%	時間分解蛍光 (Sm)	85,000
1420-5980	650 / 10nm	650nm	10nm	65%	蛍光強度	85,000
1420-5830	660 / 10nm	660nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-5770	660 / 100nm	660nm	100nm	80%	発光 (Chroma-Glo)	85,000
1420-546	665 / 8nm	665nm	8nm	75%	時間分解蛍光 (LANCE)	85,000
1420-553	670 / 10nm	670nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-5810	680 / 10nm	680nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000
1420-6030	IR Cut-off filter	700nm	NA	>90%	蛍光強度	85,000
1420-5840	750 / 10nm	750nm	10nm	50%	蛍光強度	85,000

* ARVO X2・X3・X4・X5 に標準付属。 ** ARVO X4・X5 に標準付属。 *** ARVO X5 に標準付属。



*記載されている製品の名称、仕様や外観については予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
*記載の会社名および商品名は、各社の商標または商標登録です。
*本カタログに記載されているすべての製品は、試験研究目的でのみご使用いただけます。



株式会社パーキンエルマー・ジャパン
www.perkinelmer.co.jp

ライフサイエンス事業部

本 社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク テクニカルセンター4F
TEL. (045) 339-5862 FAX. (045) 339-5872
大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町5-3
TEL. (06) 6386-1771 FAX. (06) 6386-6401
東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17 CTXビル5F
TEL. (03) 3866-2647 FAX. (03) 3866-2652
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル2F
TEL. (092) 474-2311 FAX. (092) 473-8353