



Atomax ホローカソードランプ



世界をリードするパーキンエルマー Atomax ランプ (1.5インチ径)


新商品 Atomax ランプ(1.5インチ) は、原子吸光計の市場で最も評価の高い パーキンエルマー Luminaランプ(2インチ)と同レベルの性能を持つ製品として開発されました。ホローカソードランプ製造において40年以上の実績と、専門知識の集積により、Atomaxランプはほとんどすべてのメーカーの装置で使用でき信頼性も高く、高品質なランプとして世界中のラボでお使いいただいております。

***このAtomaxランプはパーキンエルマー製のAA(原子吸光計)には適合しません。**

パーキンエルマー Atomax ランプは日立、島津、バリアン、サーモフィッシャー、イエナなど、市販されているほとんど全ての原子吸光計に適合するように設計されています。「高い適合性」「お求めやすい価格」により他社メーカーの原子吸光計をご使用中のお客様に高性能なパーキンエルマーのAtomaxランプをご使用いただけます。全てのAtomaxランプは徹底的な試験を行っており適用要求が満たされていることを保障しています。


***パーキンエルマー製のAA(原子吸光計)にはLuminaランプをご使用ください。**

性能保証書



すべてのランプには左記の性能保証書が添付されています。

ランプ寿命—強度グラフ



他社メーカー品と同一の条件で試験した結果、Atomaxランプは初期強度が長期間安定的に継続することが証明されています。

* 島津製原子吸光・SR法にて測定する場合、Atomaxはご使用できません


元素 記号	元素名	Atomax		浜松ホトニクス		日立	島津	アジレント	サーモ
		製品番号	定価	参考価格	製品番号				
Al	アルミニウム	N2025301	¥24,900	¥38,000	L233-13NB	208-2001	200-38422-01	56101 22000	9423 3902 0131
As	ヒ素	N2025302	¥53,000	¥55,000	L233-33NQ	001-6103	200-38422-42	56101 22200	9423 3902 0331
Ba	バリウム	N2025305	¥38,200	¥47,000	L233-56NB	207-2004	200-38422-03	56101 22300	9423 3902 0561
Be	ベリリウム	N2025306	¥53,500	¥57,000	L233-4NQ	207-2008	200-38422-04	56101 22400	9423 3902 0041
Bi	ビスマス	N2025307	¥38,200	¥48,000	L233-83NQ	139-3564	200-38422-43	56101 22500	9423 3902 0831
B	ホウ素	N2025304	¥39,400	¥45,000	L233-5NQ	207-2002	200-38422-39	56101 22600	9423 3902 0051
Cd	カドミウム	N2025309	¥37,800	¥45,000	L233-48NQ	208-2008	200-38422-06	56101 22700	9423 3902 0481
Ca	カルシウム	N2025308	¥28,100	¥38,000	L233-20NU	001-6008	200-38422-05	56101 22900	9423 3902 0201
Cr	クロム	N2025311	¥26,000	¥40,000	L233-24NB	208-2010	200-38422-07	56101 23100	9423 3902 0241
Co	コバルト	N2025310	¥26,000	¥38,000	L233-27NU	139-3572	200-38422-09	56101 23200	9423 3902 0271
Cu	銅	N2025313	¥22,700	¥38,000	L233-29NB	208-2011	200-38422-08	56101 23300	9423 3902 0291
Dy	ジスプロシウム	N2025314	¥53,500	¥117,000	L233-66NB	-	200-38422-60	56101 23400	9423 3902 0661
Er	エルビウム	N2025315	¥50,800	¥108,000	L233-68NB	-	200-38422-61	56101 23500	9423 3902 0681
Eu	ユウロピウム	N2025316	¥53,500	¥154,000	L233-63NB	-	200-38422-62	56101 23600	9423 3902 0631
Gd	ガドリニウム	N2025319	¥53,500	¥117,000	L233-64NB	-	200-38422-63	56101 23700	9423 3902 0641
Ga	ガリウム	N2025318	¥53,500	¥52,000	L233-31NU	001-6001	200-38422-40	56101 23800	9423 3902 0311
Ge	ゲルマニウム	N2025320	¥53,400	¥55,000	L233-32NU	207-2022	200-38422-11	56101 23900	9423 3902 0321
Hf	ハフニウム	N2025321	¥53,000	¥123,000	L233-72NU	001-6122	200-38422-64	56101 24100	9423 3902 0721
Ho	ホルミウム	N2025323	¥50,800	¥108,000	L233-67NB	-	200-38422-65	56101 24200	9423 3902 0671
In	インジウム	N2025324	¥50,800	¥61,000	L233-49NB	207-2018	200-38422-48	56101 24400	9423 3902 0491
Fe	鉄	N2025317	¥23,700	¥38,000	L233-26NU	208-2012	200-38422-10	56101 24600	9423 3902 0261
La	ランタン	N2025327	¥53,500	¥58,000	L233-57NB	001-6002	200-38422-29	56101 24700	9423 3902 0571
Pb	鉛	N2025339	¥28,100	¥45,000	L233-82NQ	208-2023	200-38422-21	56101 24800	9423 3902 0821
Lu	ルテチウム	N2025329	¥52,900	¥145,000	L233-71NB	-	200-38422-67	56101 25000	9423 3902 0711
Mg	マグネシウム	N2025330	¥26,000	¥38,000	L233-12NU	139-3592	200-38422-12	56101 25100	9423 3902 0121
Mn	マンガン	N2025331	¥29,200	¥40,000	L233-25NU	208-2019	200-38422-13	56101 25200	9423 3902 0251
Mo	モリブデン	N2025332	¥26,300	¥40,000	L233-42NB	207-2005	200-38422-31	56101 25400	9423 3902 0421
Nb	ニオブ	N2025334	¥50,800	¥50,000	L233-41NB	001-6003	200-38422-32	56101 25700	9423 3902 0411
P	リン	N2025338	¥67,100	-	-	-	-	56101 26000	9423 3902 0151
K	カリウム	N2025326	¥37,800	-	L233-19NB	208-2016	200-38422-22	56101 26200	9423 3902 0191
Pr	プラセオジウム	N2025341	¥50,800	¥117,000	L233-59NB	-	200-38422-70	56101 26300	9423 3902 0591
Re	レニウム	N2025344	¥53,500	¥58,000	L233-75NB	-	200-38422-44	56101 26400	9423 3902 0751
Rh	ロジウム	N2025345	¥53,600	¥95,000	L233-45NB	207-2017	200-38422-49	56101 26500	9423 3902 0451
Ru	ルテニウム	N2025346	¥53,500	¥61,000	L233-44NB	001-6147	200-38422-45	56101 26700	9423 3902 0441
Sm	サマリウム	N2025351	¥50,800	¥114,000	L233-62NB	-	200-38422-72	56101 26800	9423 3902 0621
Sc	スカンジウム	N2025348	¥53,000	¥155,000	L233-21NB	001-6149	200-38422-71	56101 26900	9423 3902 0211
Se	セレン	N2025349	¥36,800	-	L233-34NQ	001-6150	200-38422-46	56101 27000	9471 390 20341
Ag	銀	N2025300	¥27,000	¥40,000	L233-47NB	139-3614	200-38422-02	56101 27200	9423 3902 0471
Na	ナトリウム	N2025333	¥27,000	¥51,000	L233-11NB	208-2021	200-38422-14	56101 27300	9423 3902 0111
Ta	タンタル	N2025354	¥39,400	¥48,000	L233-73NU	001-6005	200-38422-35	56101 27500	9423 3902 0731
Tb	テルビウム	N2025355	¥50,800	¥114,000	L233-65NB	-	200-38422-73	56101 27700	9423 3902 0651
Te	テルル	N2025356	¥39,400	¥54,000	L233-52NQ	001-6006	200-38422-47	56101 27600	9423 3902 0521
Tm	ツリウム	N2025360	¥58,400	¥145,000	L233-69NB	-	200-38422-75	56101 28000	9423 3902 0691
Sn	スズ	N2025352	¥34,900	¥48,000	L233-50NQ	208-2029	200-38422-18	56101 28100	9423 3902 0501
V	バナジウム	N2025361	¥39,400	¥55,000	L233-23NB	207-2011	200-38422-19	56101 28500	9423 3902 0231
Y	イットリウム	N2025363	¥50,800	¥113,000	L233-39NB	001-6163	200-38422-76	56101 28700	9423 3902 0391
Zn	亜鉛	N2025365	¥30,300	¥38,000	L233-30NQ	208-2034	200-38422-23	56101 28800	9423 3902 0301
Zr	ジルコニウム	N2025366	¥50,800	¥48,000	L233-40NB	001-6007	200-38422-37	56101 28900	9423 3902 0401

* 本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせ下さい。

* 記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

* 本カタログに掲載の価格には消費税が含まれておらず、有効期限は価格改定時までとなります。

* 仕様・外観・価格は予告なく変更される場合があります。



PerkinElmer Japan 合同会社
www.perkinelmer.co.jp



本社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
TEL. (045) 339-5861 FAX. (045) 339-5871